

## MATERASSO EURO SOFT EVO

Prevenzione delle lesioni da decubito su pazienti a Medio-Rischio



Concepito per profilassi e terapia dei pazienti a rischio di decubito fino al II livello (classificazione NPUAP) e a medio rischio (secondo Norton).

### **Composto:**

- da 20 elementi gonfiabili intercambiabili in nylon-poliuretano, alti 18 cm
- Celle di testa sempre statiche per evitare possibili fastidi al paziente
- Rivestimento elastico nelle due direzioni, impermeabile ai liquidi e traspirante al vapore, ignifugo, batteriostatico e facilmente sanificabile
- Base in poliuretano espanso di sicurezza alta 5 cm per garantire sostegno al paziente in casi di emergenza
- Sgonfiaggio rapido (10 secondi) tramite la manopola CPR per le manovre di rianimazione sul paziente
- Funzione trasporto: scollegato dal compressore il materasso rimane gonfio per 10-12 ore
- Sensore di inclinazione per evitare lo sprofondamento sacrale (opzionale)